

EL TORO GENETICA

FICHA TECNICA: KIT DE INSEMINACION PROFESIONAL

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Kit de Inseminacion Profesional de El Toro Genetica es un sistema completo de herramientas diseñado para optimizar la eficiencia reproductiva en el campo. Cada componente ha sido seleccionado para garantizar la maxima viabilidad espermatica y facilitar la labor del tecnico.

2. COMPONENTES INCLUIDOS

- Maletin de alta resistencia: Para transporte y proteccion de herramientas.
- Termo de descongelacion: Mantenimiento de temperatura constante para pajillas.
- Pistolet Universal: Aplicador de acero inoxidable compatible con diversas pajillas.
- Cortapajillas de precision: Asegura un corte limpio para evitar fugas.
- Pinzas especializadas: Manipulacion segura en ambientes criogenicos.
- Kit de Bioseguridad: Incluye fundas descartables, guantes y lubricante.

3. APLICACIONES Y USO

Diseñado para inseminacion artificial en bovinos. Su uso permite reducir el estres del operario, mejorar la higiene del procedimiento y aumentar las tasas de exito en la preñez al minimizar los errores en la preparacion de la dosis de semen.