

FICHA COMERCIAL

Toro Genética | Termo descongelador para pajillas de semen



Presentación del producto

Descripción

Equipo diseñado para descongelar pajillas de semen de forma segura y controlada, facilitando el manejo en programas de inseminación artificial.

Manejo cuidadoso en campo y laboratorio.

Características clave

- Descongela de forma segura pajillas de semen.
- Termo resistente con boca ancha para mejor manejo.
- Termómetro de dial para controlar el periodo de descongelación.
- Termo totalmente metálico para agua caliente de 0.35 litro.

CAPACIDAD

0.35 litro

CONTROL

Termómetro de dial

PROTECCIÓN

Funda negra de Biocuero